

Laboriuuringute osakonna veregruppide genotüüpiseerimise labori uuringute nimekiri

Uuringu nimetus	Proovimaterjal	Proovinõu	Eritingimused	Uuringumaterjalide säilitamine		Teostamise sagedus	Vastuseks kuluv aeg	HK kood
				temperatuur	aeg			
Veregruppide polümorfsete antigeenide analüüs RHCE C, Cw, c, E, e Kell K, k Kidd Jka, Jkb Duffy Fya, Fyb, FYnull (FY0), FYX (Fyb weak) MNS M, N, S, s, U+var(P2), U+var(NY) Dombrock Doa, Dob	Veeniveri	EDTA-d sisaldav katsuti (lilla korgiga)	Katsuti peab olema avamata	+2...8°C	Esimesel võimalusel (mitte hiljem kui 5 päeva jooksul verevõtmise kuupäevast; NB! Arvesta nädalavahetuse ja riiklike pühadega!)	E-R 08.00-16.00	kuni 5 tööpäeva	66607, 2x66616
Nõrga D antigeeni määramine weak D type 1, 2, 3, 4.1, 4.0/4.2/4.3, 4.2.1/4.2.2, 5, 11 (M295I), 14, 15, 17, 1227G>A (DEL), IVS3+1G>A (DEL)	Veeniveri	EDTA-d sisaldav katsuti (lilla korgiga)	Katsuti peab olema avamata	+2...8°C	Esimesel võimalusel (mitte hiljem kui 5 päeva jooksul verevõtmise kuupäevast; NB! Arvesta nädalavahetuse ja riiklike pühadega!)	E-R 08.00-16.00	kuni 5 tööpäeva	66607, 66616

Osalise D antigeeni ja Rh fenotüübi määramine RHCE C, Cw, c, E, e, VS+ , 733G RHD exons 1-7, 9, 10, psi, DNB, D cat IV, V, VI, VII, DHMi, DAU, 697A, 697C	Veeniveri	EDTA-d sisaldav katsuti (lilla korgiga)	Katsuti peab olema avamata	+2...8°C	Esimesel võimalusel (mitte hiljem kui 5 päeva jooksul verevõtmise kuupäevast; NB! Arvesta nädalavahetuse ja riiklike pühadega!)	E-R 08.00-16.00	kuni 5 tööpäeva	66607, 66616
Loote RhD-kuuluvuse määramine RHD exons 5, 7, 10 või RhD+, RhD-, RhD variant, RHD psi, RHD-CE-D	Veeniveri	EDTA-d sisaldav katsuti (lilla korgiga)	Katsuti peab olema avamata	+2...8°C	Esimesel võimalusel (mitte hiljem kui 5 päeva jooksul verevõtmise kuupäevast; NB! Arvesta nädalavahetuse ja riiklike pühadega!)	E-R 08.00-16.00	kuni 7 tööpäeva	66607, 66642

Referentlabori kontakttelefon: 617 3013