

Proovimaterjalide pakendamine torupostiga saatmiseks

			
1. Pakendamiseks vajalikud vahendid: minigrippkott ja mullikilest kott	2.1 Vereproovide pakendamine	2.2 Uriiniproovide pakendamine	2.3 Roojaproovinõu pakendamine (NB! Enne pakendamist kontrollida, et proovinõu kaas oleks korralikult suletud).
			
3. Valmis pakendid (lekke minimaliseerimiseks)	4. Mullikilest kotti pakendamine	5. Valmis pakend torupostikapslisse panekuks.	