






PROOVIMATERJALID JA PROOVINÕUD MIDA EI TOHI TORUPOSTIGA TRANSPORTIDA

				
<p><i>Trombotsüütide agregatsiooni ja tromboelastogrammi uuringu vaakumkatsutid.</i></p>	<p>Alloluu, -naha proovinõud proovimaterjaliga.</p>	<p>Ammoonium plasmas P-NH4 Laktaat plasmas P-Lac Proovimaterjal panna otsekohe külmkonteinerisse 2...8°C ja toimetada 10 min jooksul laborisse ning anda käest kätte!</p>	<p>Keeratava kaanega proovinõud, mis sisaldavad vedelikke.</p>	<p>Punktaatidega süstlad.</p>

Jane Kurm
Laboratooriumi juhtiv bioanalüütik
617 1162