

SAATEKIRI LABORILE
Laboratooriumi Hiiumaa üksus

Tel 462 2790

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Rahu 2, 92414 Kärkla

Saatja asutus

Osakond

Arst/kood

Telefon

PATSIENT

Nimi

Isikukood

Hgl nr

Proovi võtmise kuupäev

Proovi võtmise kellaeg.....

Proovi võtja.....

Diagnoos

LABORATOORIUMI HIIMUMAA ÜKSUSE UURINGUD

Geeliga LH-katsuti (heleroheline kork)	LH-KATSUTI (tumeroheline kork)	Uuringud ninakaapest, steriilne kuiv tampoon/transportpuhvriga katsuti
Üldbiokeemia <input type="checkbox"/> P-ALAT <input type="checkbox"/> P-ASAT <input type="checkbox"/> P-Alb <input type="checkbox"/> P-ALP <input type="checkbox"/> P-Bil (kaitse valguse eest) <input type="checkbox"/> P-Crea + eGFR <input type="checkbox"/> P-CK <input type="checkbox"/> P-CRP <input type="checkbox"/> P-GGT <input type="checkbox"/> fP-Gluc ** (veri võtta halli korgiga katsutisse, kui proovi ei ole võimalik 60 minuti jooksul laborisse tuua) <input type="checkbox"/> P-K <input type="checkbox"/> P-LDH (IFCC) <input type="checkbox"/> P-Lip <input type="checkbox"/> P-Na <input type="checkbox"/> P-Prot <input type="checkbox"/> P-UA <input type="checkbox"/> P-Urea Lipiidide ainevahetus <input type="checkbox"/> P-Chol <input type="checkbox"/> P-HDL-Chol <input type="checkbox"/> P-LDL-Chol <input type="checkbox"/> P-Trigl Etanool <input type="checkbox"/> P-EtOH	Südamemarkerid <input type="checkbox"/> B-CK-MBm POCT <input type="checkbox"/> B-NT-proBNP POCT <input type="checkbox"/> B-cTNT POCT Hüübimine <input type="checkbox"/> B-D-Di POCT Üldbiokeemia <input type="checkbox"/> P-iCa <input type="checkbox"/> B-Myogl POCT K₂E/K₃E-KATSUTI (lilla kork) Hematoloogia <input type="checkbox"/> B-CBC-5Diff (hemogramm) 4NC-katsuti (must kork) <input type="checkbox"/> B-ESR (settekiirus) LISANDITA KATSUTI (valge kork) <input type="checkbox"/> B-INR POCT (kutsu labori töötaja) Happe-aluse tasakaal, LH-süstal <input type="checkbox"/> Veregaasid arteriaalses veres (proov toimetada koheselt laborisse) Uuringud ninakaapest, steriilne kuiv tampoon <input type="checkbox"/> XXX-SARS-CoV-2 Ag (ribaanalüüs)	<input type="checkbox"/> Nose-kiir-PCR-SARS-2+FLU <input type="checkbox"/> Nose-SARS-CoV-2 RNA Glükolüüsi inhibiitoriga katsuti (hall kork) Glükoosi taluvuse proov (GTT) <input type="checkbox"/> fP-Gluc0 (0 min)** <input type="checkbox"/> P-Gluc60 (60 min, ainult rasedatele) <input type="checkbox"/> P-Gluc120 (120 min) Laktoosi taluvuse proov (Lac-TT) <input type="checkbox"/> fP-Lac-Gluc0 (0 min)** <input type="checkbox"/> P-Lac-Gluc20 (20 min) <input type="checkbox"/> P-Lac-Gluc40 (40 min) <input type="checkbox"/> P-Lac-Gluc60 (60 min) Uriini uuringud, proovitops või uriinikatsuti (beež kork)* <input type="checkbox"/> U-Strip (uriini ribaanalüüs)* <input type="checkbox"/> U-hCG strip(rasedustest) <input type="checkbox"/> U-DOAC strip (otsesed suukaudsed antikoagulandid) Uuringud kapillaarverest, (proovi võtab labori töötaja) <input type="checkbox"/> B-CBC-5Diff (hemogramm) <input type="checkbox"/> cB-ESR (settekiirus) <input type="checkbox"/> cB-CRP POCT <input type="checkbox"/> cB-Gluc POCT**

* viige uriiniproov laborisse 4 tunni jooksul pärast kogumist, hoidke laborisse viimiseni külmkapi temperatuuril +4..+8 °C

** soovitatav paastuveri