



Laboratoorium

Kliinilise keemia ja hematoloogia osakond

Tel 617 1026

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

J. Sütiste tee 19, 13419 TALLINN

Saatja asutus

Osakond

Arst/ kood

Telefon

PATSIENT

Nimi

Isikukood

Hgl nr

Proovi võtmise kuupäev

Proovi võtmise kellaaeg

Proovi võtja

Diagnoos

PORFÜÜRIA UURINGUD

Uriin Lisandita katsuti	Plasma Geeliga Li-hepariin (heleroheline kork)	Veri K2E/K3E-katsuti (lilla kork)
<p>Saata vähemalt 12 mL materjali</p> <p><input type="checkbox"/> Porfüüria uuringud:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U-PBG sõeltest (24/7, positiivsest vastusest teavitatakse telefoni teel) • U-PBG/U-Crea • U-DALA/U-Crea • U-Porph <p><input type="checkbox"/> U-Porphyrins (HPLC) (Jätku uuring)</p> <p>U-Creammol/L Kui ei ole täidetud, teostame U-Crea ise</p>	<p><input type="checkbox"/> P-Porph sõeltest</p>	<p><input type="checkbox"/> B-ProtoPorphyrins (HPLC) (Jätku uuring)</p>
<p>NB! Kõiki katsuteid tuleb kogu preanalüütilise protsessi jooksul valguse eest kaitsta!</p>		
<p>NB! Saata 2 uriini katsutit, plasma ja veri. Vajadusel tühistame jätku-uuringud.</p>		
<p>Kui proove ei ole võimalik 48 tunni jooksul laborisse toimetada, tuleb kõik materjalid säilitada ja transportida sügavkülmas (plasma eraldada, uriin ja veri algkatsutites).</p>		